



Leukotape® classic

Voor het aanleggen van functionele bandages is, naast een grote vaardigheid, goed materiaal een vereiste. De traditionele tape Leukotape classic is een niet-rekbare, zeer sterk klevende tape die in alle opzichten voldoet aan de gestelde eisen.

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Leukotape classic is gemaakt van rekvrij, wit katoenweefsel. De tape heeft een grote kleef- en trekkracht. De zinkoxide-rubber kleefmassa zorgt voor een uitstekende hechting, zowel op de huid als op een eventuele huidbeschermende onderlaag. Ook onder zware belasting blijft de tape goed zitten. De rigiditeit van het materiaal zorgt voor een stabiliserend effect, zowel mechanisch als proprioceptief.



De buitenzijde van het dragermateriaal is geïmpregneerd en waterafstotend. De kunststofkern van Leukotape classic heeft afgeronde kanten, zodat deze bij afrollen niet in de huid snijden.

Leukotape classic is, mede dankzij de lichtgekartelde rand, eenvoudig in de lengte of in de breedte met de hand scheurbaar, hetgeen het gebruik van een schaar overbodig maakt. Deze scheurbaarheid beïnvloedt de trekkracht van het dragermateriaal

ASSORTIMENT

Omschrijving	Artikelnr.	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer	Memo-code
Leukotape classic					
10 m x 2.50 cm wit	01632-00	12	6 x 12 (72)	14065673	LEUKW1
10 m x 2.00 cm wit	01697-00	12	10 x 12 (120)	14575450	LEUKW1
10 m x 3.75 cm wit	01701-00	5	18 x 5 (90)	12841400	LEUKW1
10 m x 3.75 cm wit	47109-00	12	10 x 12 (120)	14052768	LEUKW1
10 m x 3.75 cm zwart	02381-00	12	4 x 12 (48)	15299155	LEUKW1
10 m x 3.75 cm geel	09263-00	12	10 x 12 (120)	15299120	LEUKW1
10 m x 3.75 cm rood	09317-00	12	10 x 12 (120)	15299147	LEUKW1
10 m x 3.75 cm blauw	09318-00	12	10 x 12 (120)	15299112	LEUKW1
10 m x 3.75 cm groen	09319-00	12	10 x 12 (120)	15299139	LEUKW1

niet, zodat met Leukotape classic grote krachten kunnen worden opgevangen. Dankzij een geavanceerde productiemethode hecht Leukotape classic uitstekend op zichzelf, terwijl de gehele rol toch moeiteloos afrolbaar is. Bovendien is Leukotape classic maar liefst 5 jaar houdbaar.



TOEPASSINGEN

- als functioneel immobilisatieverband bijvoorbeeld na distorsies, contusies en luxaties
- als sporttape voor het preventief tappen van gewrichten, banden en spieren